
GRUPO 02 STAND-EASE

- Lucero Milagros Mamani Casas
- Ángel Gabriel Morales Mayanga
- Leticia Geraldine Chiclayo Arteaga
- Marcela Samira Crisanto Chunga
- Diego Nicolás Barbarán Huerta

2 Contexto 4





El 68.5% de los pacientes con lesiones medulares en Perú presenta paraplejía, lo que implica una parálisis de los miembros inferiores que afecta significativamente su movilidad y calidad de vida.

-> Problemática 4


¿Cómo podríamos ayudar a pacientes con LME a realizar la bipedestación de forma segura e independiente?

+ Solución (+


Dispositivo de apoyo tecnológico para pacientes que presentan lesiones medulares incompletas centrado en la bipedestación y marcha corta brindando soporte en puntos claves.



US10307316B2



EP3458009A1




TEK RMD



Matriz morfológica 4









Boceto










Modelado 3D - vista explosiva





- Case Electrónico
- · Arduino uno
- Batería Lipo 2500 mA
- Mt3608
- TP4056



Modelado 3D - vista explosiva










Modelado 3D - Planos y Vistas de Piezas a Imprimir








Modelado 3D - Planos y Vistas de Piezas a Imprimir








Modelado 3D - Planos y Vistas de Piezas a Imprimir









Iteam	Descripción	N Piez a	Plano N	Material y dimensiones	Modelo	
Piston	Encargado de cambiar el volumen y la presión del fluido para conseguir movimiento.	1	9	1514 mm x 584 mm	Piston_v11	
Top cover	Cubre al Bodie top	2	6	1143 mm x 127 mm	Top_Cover_ v5	
Gear box cover	Es conectado con el Bodie bottom gracias al spacer	3	11	1143 mm x 1905mm	Gearbox_co ver_v4	
Bodie top	Parte central del actuador y contiene al Bearing housing	4	12	1143 mm x 1905 mm	Bodie_top	
Midle gear	Engranaje que permite al actuador ejercer movimiento	5	5	850 mm x 842mm	Middle_Gea r_v4	
Healiclal gear penion	Engranaje de menor tamaño que permite el movimiento del actuador	6	8	747 mm x 743 mm	Helical_Gear _pinion_(0.8 M_13T_23H A_v2)	
Bearing Housing	Contenido dentro del Bodie top y conectado al piston	7	14	482 mm x 1143 mm	Bearing_Hou sing_v3	
Bodie Bottom	Conecta al Spacer y al Gear Box cover con el sistema del actuador	8	13 L	1143 mm x 1803 mm	Bodie_botto m	
Spacer	Ayuda a conectar al Gearbox cover con el Bodie top	9	7	1143 mm x 127 mm	Spacer_v4	

- Circuito electrómico -



- Prototipado electrónico (





Modelado 3D - Conclusiones



Hacer las aperturas de los apoyos graduables, de modo que le permita al paciente una mayor accesibilidad al dispositivo



Referencias



- Control device for an orthosis or prosthesis," Dec. 2014. Available: https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/051985915/publication/US2014358053A1 M. Anastasios, "Wheelchair with power-driven omnidirectional mobility," U.S. Patent 10307316B2, May 28, 2019. Available:
- https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/045932315/publication/US10307316B2 M. S. Alavi and A. Goudarzi, "Method and device for adaptive polarization mode dispersion compensation," European Patent EP3458009A1, Mar. 27, 2019. [Online]. Available: https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/056894190/publication/EP3458009A1
- Giuseppe La Rosa, Avola M, Tiziana Di Gregorio, Rocco Salvatore Calabrò, Maria Pia Onesta.
 Recuperación de la marcha en lesiones de la médula espinal: una revisión sistemática con metanálisis que involucra nuevas tecnologías de rehabilitación. Brain Sciences [Internet]. 22 de abril de 2023 [citado el 28 de agosto de 2024];13(5):703–3. Disponible en:
 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37239175/
- Thompson JM, Rogers ES. Impacto del uso de sillas bipedestadoras en la calidad de vida y salud de pacientes con lesión medular. 2022. Disponible en:
- https://www.permobil.com/en-us/products/power-wheelchairs/permobil-f5-corpus-vs
- Wang L, Peng J, Chen A. Efecto del entrenamiento de la marcha asistido por robot sobre la marcha y la función motora en la lesión de la médula espinal: un protocolo de una revisión sistemática con metanálisis. BMJ Open [Internet]. 1 de septiembre de 2023 [citado el 28 de agosto de2024];13(9):e070675–5.Disponibleen: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10533792/



Referencias



- de E. Lesión medular traumática. Valoración y manejo integral. Medicina Programa de Formación Médica Continuada Acreditado. 1 de abril de 2019 [consultado el 28 de agosto de 2024];12(75):4387–400. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030454121930071X
- Newman G. Cómo evaluar la sensibilidad [Internet]. Manual MSD versión para profesionales.
 Manuales MSD; 2023 [consultado el 28 de agosto de 2024]. Disponible en:
 https://www.msdmanuals.com/es-pe/professional/trastornos-neurol%C3%B3gicos/examen-neurol%C3%B3gico/c%C3%B3mo-evaluar-la-sensibilidad
- J. Gómez-Soriano, Taylor J. Espasticidad después de la lesión medular: revisión de los mecanismos fisiopatológicos, técnicas de diagnóstico y tratamientos fisioterapéuticos actuales. Fisioterapia. 1 de marzo de 2010 [consultado el 28 de agosto de 2024];32(2):89–98. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0211563809001722
- Gordo R, Fuentes V, Lucero N, Lucero C, Buonanotte CF. Reflejos patológicos. Unceduar [Internet]. 2018 [consultado el 28 de agosto de 2024]; Disponible en: https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/549329
- Henao-Lema CP, Pérez-Parra JE. Lesiones medulares y discapacidad: revisión bibliográfica.
 Aquichán [Internet]. 2024 [consultado el 28 de agosto de 2024];10(2):157–72. Disponible en:
 http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-59972010000200006&script=sci-arttext
- Clínica Universidad de Navarra [Internet]. https://www.cun.es. 2023 [Consultado el 28 de agosto de 2024]. Disponible en: https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/tono





www.unsitiogenial.es

